

Анализатор вкуса и запаха пива (автодегустатор)



Готовые решения для индустрии напитков!

Анализ летучих компонентов пива, солода и сула на всем этапе производства




Применение анализаторов мировыми брендами для поддержания высокого качества своей продукции



Интеллектуальное Программное обеспечение

Визуальное сравнение хроматограмм образца и эталона является сложным и утомительным, программа ChromSync позволяет с легкостью сравнивать результаты




Комплектации анализаторов


	Двухканальный	Трёхканальный
Анализируемые компоненты	<ul style="list-style-type: none"> эфир, спирты бутандион, пентандион 	<ul style="list-style-type: none"> эфир, спирты бутандион, пентандион Диметил-сульфид, S-метил-метионин
Газовый хроматограф	на базе Scion 456	
Детекторы	ПИД, ДЭЗ	ПИД, ДЭЗ, ППФД
Автосэмплер	PAL Combi-xt для анализа жидкости / равновесного пара	
Программное обеспечение для ГХ	CompassCDS	
Программа для идентификации и сравнения проб с эталоном	ChromSync	
Безопасная от утечек проб платформа	+	
Набор для установки ГХ Scion 456	+	
Набор фильтров для газаносителя и газовых линий	+	



Канал 1
Пламенно-ионизационный детектор



Канал 2
Детектор электронного захвата



Канал 3
Пулсирующий пламенно-фотометрический детектор

